



Лабораторна робота 2.1

Перекристалізація купрум (ІІ) сульфату

Мета роботи: оволодіти навичками проведення перекристалізації, провести перекристалізацію купрум (ІІ) сульфату.

Хімічні реактиви, хімічний посуд і прилади: кристалогідрат $\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{ H}_2\text{O}$ (мідний купорос), дистильована вода, холодна проточна вода, хімічні стакани на 50 мл, 100 мл; мірний циліндр, скляна паличка, хімічна лійка, воронка Бюхнера, колба Бунзена; електрична плитка, струшувач, фільтрувальний папір, вакуумний насос.

Хід роботи

1. Зважують на технохімічних терезах близько 1 г кристалогідрату $\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{ H}_2\text{O}$; висипають його в хімічний стакан на 50 мл.
2. Обчислюють за таблицею розчинності кількість води, необхідної для одержання насыченого розчину купруму (ІІ) сульфату при 100°C .
3. Відміряють мірним циліндром об'єм води на 2-3 мл більше, ніж обчислили; виливають в хімічний стакан з купрум (ІІ) сульфатом.
4. Ставлять хімічний стакан з розчином на кільце штатива на азbestову сітку і нагрівають до повного розчинення солі. Під час нагрівання перемішують скляною паличкою.
5. Готують лійку для гарячої фільтрації.
6. Нагрівають розчин купруму (ІІ) сульфату до кипіння; фільтрують гарячим і зливають його невеликими порціями по палочці у лійку для гарячої фільтрації.
7. Охолоджують до кімнатної температури фільтрат, який одержали, у хімічному стакані. Весь час перемішують скляною паличкою, а потім ставлять у холодну воду до повного охолодження.
8. Відфільтровують на воронці Бюхнера кристали, які одержали. На дно воронки Бюхнера кладуть фільтр, який змочили дистильованою водою, і приєднують прилад до вакуумного насосу; переносять сіль, яку перекристалізовували, разом з розчином у воронку Бюхнера.
9. Від'єднують прилад від насосу, якщо закінчили фільтрацію. Витягають з колби Бунзена воронку Бюхнера.
10. Забирають фільтр з кристалами купрум (ІІ) сульфату; висушують їх між листами фільтрувального паперу до повного виділення вологи.

У лабораторному журналі описати виконану роботу, записати розрахунки, замалювати хімічний посуд, який використовували під час перекристалізації $\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$, зробити висновок.

❖ Запитання для самоконтролю

1. Які вам відомі особливості кристалізації та перекристалізації?
2. Які фактори впливають на вибір розчинника для проведення перекристалізації?
3. Які особливості проведення перекристалізації?

✍ Виконайте завдання (розв'яжіть задачі)

💡 Під час розв'язання задач необхідно користовуватися таблицями розчинності солей за різних температур.

1. Яка маса калію нітрату викристалізується з розчину при охолодженні 500 г насиченого при 90 °C розчину (розчинність 200 г на 100 г води) до 30 °C (розчинність 46 г на 100 г води)?

2. При охолодженні 800 г 27%-ого за масою розчину частина розчиненої речовини випала в осад і концентрація розчину стала 10%. Знайти масу осаду, що утворився.

3. Розчинність ферум (ІІ) сульфату при 30 °C дорівнює 32,9 г в 100 г води. Яку масу залізного купоросу $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ необхідно взяти для приготування 5 кг насиченого розчину?

4. В якій кількості води необхідно розчинити 125 г кристалогідрату $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, щоб отримати насичений розчин, якщо розчинність MgSO_4 – 35,5 г в 100 г води?

5. Яку кількість калій сульфату (K_2SO_4) необхідно додати до 400 г насиченого при 20 °C розчину, щоб при нагріванні до 100 °C розчин залишився насиченим? Масова частка насиченого при 20 °C розчину K_2SO_4 – 10%, при 100 °C – 19,4%.

6. Розчинність хлору при 20 °C складає 0,716 г на 100 г води. Який об'єм газу повинний розчинитися за цієї температури та тиску 101,33 кПа у 5000 л води?

7. До 50 мл 15%-ого розчину хлоридної кислоти (HCl) ($\rho = 1,06 \text{ г/см}^3$) додали 25%-ий розчин натрій гідроксиду (NaOH) до повної нейтралізації. Яка маса солі випаде в осад при охолодженні розчину до 0 °C, якщо в насиченому при цій температурі розчині масова частка солі складає 17,5.