

## ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ 2.3

### ТЕМА: Концентрація розчинів.

**МЕТА:** формування навичок приготування розчинів різної концентрації із сухої (кристалічної) солі чи більш концентрованого розчину.

#### Контрольні запитання та задачі:

1. Які способи вираження концентрації розчинів вам відомі?
2. У одному літрі розчину міститься 10,6 г динатрію карбонату  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ . Обчисліть молярну, нормальну концентрації розчину і титр.  
*Відповідь: 0,1М; 0,2Н;  $10,6 \cdot 10^{-3}$  г/мл*
3. Для приготування розчину взяли 5,6 г калію гідроксиду  $\text{KOH}$ , 500 г води. Розрахуйте молярність приготовленого розчину і молярну частку розчиненої речовини.  
*Відповідь: 0,2 моль/кг; 0,36%*
4. Скільки грамів  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  необхідно для приготування 300 г розчину, в якому масова частка  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  складає 5 %.  
*Відповідь: 15 г*
5. Скільки грамів натрію гідроксиду треба взяти, щоб приготувати 5 л 0,1 М розчину  $\text{NaOH}$ ?  
*Відповідь: 20 г.*
6. Скільки грамів  $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$  і води необхідно для приготування 200 мл розчину купрум сульфату (VI), в якому масова частка  $\text{CuSO}_4$  складає 5%, густина розчину  $1,022 \text{ г/см}^3$ ?  
*Відповідь: 16 г; 188,4 г.*
7. Який об'єм 2М розчину  $\text{NaCl}$  необхідний для приготування 500 мл розчину з густиною  $1,02 \text{ г/см}^3$ , в якому масова частка  $\text{NaCl}$  складає 2%. Обчисліть масову концентрацію приготовленого розчину.  
*Відповідь: 88 мл; 20,41 г/л.*

### ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

#### Дослід 1. Приготування розчину з заданою масовою часткою солі(%).

Отримайте завдання у викладача. Обчисліть, скільки потрібно солі і води для приготування розчину заданої концентрації ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$  – 17,7%; 15,2%;  $\text{NH}_4\text{Cl}$  – 22%, 18%;  $\text{KCl}$  – 22%, 18%).

Зважте на лабораторних технохімічних терезах необхідну кількість солі і висипте її у конічну колбу на 250 мл. Відміряйте циліндром необхідну кількість води і вилийте у колбу з сіллю (воду необхідно приливати поступово, весь час перемішуючи розчин). Збережіть приготовлені розчини солей для проведення дослідів 3.

Приготовлений розчин з колби перелийте у циліндр і виміряйте ареометром його густину. Теоретичні значення густини розчинів солей наведені в таблиці.

Сіль	Концентрація, %	Густина розчину (теоретична), $\text{г/см}^3$
$\text{Na}_2\text{CO}_3$	17,7	1,190
	15,2	1,160
$\text{NH}_4\text{Cl}$	22,0	1,062
	18,0	1,051



